

INNOVA arauco

Desafío Especial de
Innovación de Arauco
contra el Covid19

- > **“Descansaorejas”** es un accesorio que se puede añadir a cualquier mascarilla para reducir la molestia en la parte de las orejas, está dirigido aquellas personas que tengan que usar las mascarillas por largas horas.

Esta iniciativa se encuentra en la plataforma:
<https://arauco.brightidea.com/covid19>

¿Cómo se usa?

1

Colócate la
mascarilla primero

2

Con una mano sitúa el
descansaorejas en la parte
posterior de tú cabeza y con la
otra coloca el elástico en uno
de los ganchos

3

Por último, repítelo por el
otro lado. Si la mascarilla ha
quedado demasiado ajustada
puedes regularlo situando el
elástico en los dientes situados
al extremo

Características:

- > **Material:** plástico
- > **Método de producción:** Impresión 3D
- > **Tiempos de producción:** 30 min
- > **Capacidad de producción:** 2.000 por semana
- > **Costo por unidad:** \$500
- > **Nº de unidades fabricados hasta la fecha:** 50

