INNOVA

Desafío Especial de Innovación de Arauco contra el Covid19 > **FaceShield,** un elemento de equipo de protección personal, tiene como objetivo proteger toda la cara del usuario de potenciales contagios a través de las partículas que se encuentren en el aire.

¿Cómo se usa?

1

Sitúa la máscara con el plástico trasparente hacia adelante. 2

Pon la máscara por encima de tú cabeza e introdúce la de arriba hacia abajo hasta la mitad de la frente. 3

Por último, ajusta la máscara con los elásticos traseros.

Características:

> Material: plástico PLA

> Método de producción: Impresión 3D

> Tiempos de producción: xx min

> Capacidad de producción: xxx

> Coste por ud: \$5.000

> Nº de unidades fabricados hasta la fecha: 100

